



# Tubos AQUISEL con tapón-válvula

Tubos de polipropileno de alta resistencia y de gran transparencia. El tapón válvula es de material muy elástico y posee unos cortes que por su diseño espacial recuperan automáticamente su hermeticidad después de la introducción o extracción de la muestra.

Su contenido en reactivo ofrece diferentes posibilidades que se distinguen por su color según las Normas internacionales. Puede ser utilizado con la mayoría de los procedimientos analíticos actuales, ya sean manuales, semiautomáticos o automáticos.

Permite el transporte neumático intrahospitalario e incluso por correo por su hermeticidad y gran resistencia a destaponarse con movimientos, golpes, frío, calor...

Referencia	Descripción artículo	Tipo de dosificación	Color tapón	Dimensiones tubo	Unidades por caja	Stock (cajas)	Precio
1501406	Heparina Li	Líquido	Verde	55 x 12	1.000	1	59,30 €
1501986	Gel separador para suero	Gel	Blanco	55 x 12	1.000	4	104,65 €
1501126	EDTA 3K	Líquido	Malva	55 x 12	1.000	5	59,20 €
1501306	Citrato 3 Na (0,106 M)	Líquido	Azul	55 x 12	1.000	1	63,35 €



1501406



1501986



1501126



1501306

## USOS Y APLICACIONES

- Introducción de muestra con jeringuilla (sin aguja)
- Extracción y dosificación con pipeta semiautomática
- Recogida de sangre capilar
- Llenado capilar para microhematocrito
- Toma de muestras automática para hematología en tubos primarios
- Transporte neumático de muestras
- Adaptable a cabezales de centrifuga



www.glasschemicals.com  
e-mail: glasschemicals@glasschemicals.com

C/ Isabel Colbrand 10, Edificio Alfa III, Nave 64  
Telf.: 913 780 055 / Fax 917 383 221  
28050 MADRID